

# Guide InSpec™ pour le contrôle de la contamination de surface

Désignation du produit	Code producteur	N° art.	Code couleur	Agents chimiques	Mélange	filtré (0,2 µm)	Bouteille avec sachet intérieur (bag in bottle)	Bouchon à vis	Lingettes / Housses pour balais-serpillières	stérile	irradié aux rayons gamma pour les lingettes	Traitement aseptique	Durée de conservation			
													après date de fabrication	recommandée après ouverture		
InSpec™ IPA 500ml Sterile Trigger Spray	IPAWFI-500MLS	8004013	Cyan	Isopropanol (Propan-2-ol)	70 30 v/v 70 % isopropanol mélangé avec 30 % WFI	✓	✓			✓			2 ans	3 mois		
InSpec™ IPA 1L Sterile Trigger Spray	IPAWFI1-1LS	8004012				✓	✓					✓			2 ans	3 mois
InSpec™ IPA 5L Screw cap	IPAWFI1-5LS	8004014				✓		✓				✓			2 ans	10 heures
InSpec™ IPA 15 Pouch Wipes	IPAWFIPCH15S	8005010				✓			✓			✓			2 ans	10 heures
InSpec™ IPA 50 Pouch Wipes	IPAWFIPCH50S	8005011				✓					✓	✓			2 ans	10 heures
InSpec™ IPA Sterile Tub Wipes – 130 wipes / roll	IPAWFI12TB130S	8005012				✓					✓	✓			2 ans	n. s.
InSpec™ IPA Tub Wipes – 200 wipes / roll	IPAWFI12TB200S	8005013				✓					✓	✓			2 ans	n. s.
InSpec™ IPA Polyester 15 Wipes	IPAWFI15POL9	8005019				✓					✓	✓			2 ans	10 heures
InSpec™ IPA Polyester 20 Wipes	IPAWFI20POL12	8005027				✓					✓	✓			2 ans	10 heures
InSpec™ IPA Polyester 30 Wipes	IPAWFI30POL12	8005028				✓					✓	✓			2 ans	10 heures
InSpec™ IPA Sachet – Single Wipes	IPAWFICH1S	8005014				✓					✓	✓			2 ans	2 heures
InSpec™ DE 500ML Sterile Trigger Spray	DEWFI11-500MLS	8004032				Noir	Éthanol, dénaturé par addition d'isopropanol	70 30 v/v 70 % éthanol mélangé avec 30 % WFI	✓	✓			✓			2 ans
InSpec™ DE 1L Sterile Trigger Spray	DEWFI10-1LS	8004030	✓	✓								✓			2 ans	3 mois
InSpec™ DE 5L	DEWFI10-5LS	8004031	✓		✓							✓			2 ans	10 heures
InSpec™ DE 15 Pouch Wipes	DEWFIPCH15S	8005030	✓								✓	✓			2 ans	10 heures
InSpec™ DE 50 Pouch Wipes	DEWFIPCH50S	8005031	✓								✓	✓			2 ans	10 heures
InSpec™ DE Sterile Tub Wipes – 130 wipes / roll	DEWFI12TB130S	8005032	✓								✓	✓			2 ans	n. s.
InSpec™ DE Sterile Tub Wipes – 200 wipes / roll	DEWFI12TB200S	8005033	✓								✓	✓			2 ans	n. s.
InSpec™ OX 1L Sterile Trigger Spray	OXPW40-1LS	8004020	Rouge	Mélange sporicide de peroxyde d'hydrogène et d'acide peracétique	6 % peroxyde d'hydrogène / 0,4 % acide peracétique mélangés à de l'eau purifiée				✓	✓			✓		✓	2 ans
InSpec™ OX 5L Screw Cap	OXPW40-5LS	8004021				✓		✓				✓			2 ans	10 heures
InSpec™ OX Burstable Pouch – 15 Wipes	OXPW40BP15S	8005020				✓					✓	✓			2 ans	2 heures
InSpec™ OX Burstable Mop – 2 Sterile Mops	OXPWMOP2S	8005021				✓					✓	✓			2 ans	2 heures
InSpec™ QT 900MLS Sterile Trigger Spray	QTWFI30-1LS	8004051	Vert	Composé d'ammonium quaternaire	4 % composé d'ammonium quaternaire avec WFI	✓	✓			✓	✓		2 ans	3 mois		
InSpec™ QT 5L	QTWFI30-5LS	8004062				✓		✓				✓	✓		2 ans	10 heures
InSpec™ QT Concentrate	QTCNC30-100	8004050				✓						✓	✓		2 ans	10 heures
InSpec™ QT Burstable Pouch – 15 Wipes	QTWFI30BP15S	8005050				✓					✓	✓	✓		2 ans	2 heures
InSpec™ QT Burstable Mop – 2 Sterile Mops	QTFWIMOP2S	8005051				✓					✓	✓	✓		2 ans	2 heures
InSpec™ QT+ Sterile 1L Trigger RTU	QTPLWFI31-900MLS	8004061				✓	Composé d'ammonium quaternaire avec agents complexants	2 % composé d'ammonium quaternaire mélangé à de l'eau WFI	✓	✓			✓	✓		2 ans
InSpec™ QT+ Sterile 5L RTU	QTPLWFI31-5LS	8004062		✓		✓						✓	✓		2 ans	10 heures
InSpec™ QT+ Sterile Concentrate 102ml	QTPLCNC-102	8004060		✓								✓	✓		2 ans	10 heures
InSpec™ QT+ Burstable Wipes – 15 Wipes	QTPLWFI31BP15S	8005060		✓							✓	✓	✓		2 ans	2 heures
InSpec™ AN 900MLS Sterile	ANWFI20-1LS	8004071		Orange	Diamine avec eau	4 % diamine mélangée à de l'eau WFI	✓	✓			✓	✓		2 ans	3 mois	
InSpec™ AN 5L Screw Cap	ANWFI20-5LS	8004072	✓					✓				✓	✓		2 ans	10 heures
InSpec™ AN Concentrate	ANCNC20-100	8004070	✓									✓	✓		2 ans	10 heures
InSpec™ AN Burstable Pouch – 15 Wipes	ANWFI20BP15S	8005070	✓								✓	✓	✓		2 ans	2 heures
InSpec™ AN Burstable Mop – 2 Sterile Mops	ANWFIMOP2S	8005071	✓								✓	✓	✓		2 ans	2 heures
InSpec™ HA 1L Sterile Trigger Spray	HAPW50-1LS	8004040	Violet				Mélange sporicide d'acide hypochlorique	7 % d'acide hypochlorique mélangé à de l'eau purifiée	✓	✓			✓		✓	1 an
InSpec™ HA 5L	HAPW50-5LS	8004041		✓		✓						✓	✓		1 an	10 heures
InSpec™ HA Burstable Wipes – 15 Wipes	HAPW50BP15S	8005040		✓							✓	✓	✓		1 an	2 heures
InSpec™ HA Burstable Mop – 2 Sterile Mops	HAPWMOP2S	8005041		✓							✓	✓	✓		1 an	2 heures

n. s. = non spécifié  
 RTU = ready to use/prêt à l'emploi  
 WFI = water for injection/eau pour injection  
 PW = purified water/eau purifiée

Variantes non stériles également disponibles!

Données du fabricant