

InSpec™ Leidraad voor controle van oppervlakteverontreiniging

Product	Code fabrikant	Artikelnr.	Kleur-code	Chemicaliën	Mengsel	gefilterd (0,2 µm)	Bag in Bottle	Schroefdop	Doek / mopovertrek	steriel	gammastraal bestraald bij doekjes	aseptisch behandeld	Houdbaarheid vanaf fabricage	Aanbevolen houdbaarheid na opening			
InSpec™ IPA 500ml Sterile Trigger Spray	IPAWFI-500MLS	8004013	Blue	Isopropanol (propaan-2-ol)	70 30 v/v 70% isopropanol gemengd met 30% WFI	✓	✓			✓			2 jaar	3 maanden			
InSpec™ IPA 1L Sterile Trigger Spray	IPAWFI1-1LS	8004012				✓	✓					✓			2 jaar	3 maanden	
InSpec™ IPA 5L Screw cap	IPAWFI1-5LS	8004014				✓		✓				✓			2 jaar	10 uur	
InSpec™ IPA 15 Pouch Wipes	IPAWFIPCH15S	8005010				✓					✓	✓			2 jaar	10 uur	
InSpec™ IPA 50 Pouch Wipes	IPAWFIPCH50S	8005011				✓						✓			2 jaar	10 uur	
InSpec™ IPA Sterile Tub Wipes – 130 wipes / roll	IPAWFI12TB130S	8005012				✓						✓			2 jaar	n. g.	
InSpec™ IPA Tub Wipes – 200 wipes / roll	IPAWFI12TB200S	8005013				✓						✓			2 jaar	n. g.	
InSpec™ IPA Polyester 15 Wipes	IPAWFI15POL9	8005019				✓						✓			2 jaar	10 uur	
InSpec™ IPA Polyester 20 Wipes	IPAWFI20POL12	8005027				✓						✓			2 jaar	10 uur	
InSpec™ IPA Polyester 30 Wipes	IPAWFI30POL12	8005028				✓						✓			2 jaar	10 uur	
InSpec™ IPA Sachet – Single Wipes	IPAWFICH1S	8005014				✓						✓			2 jaar	2 uur	
InSpec™ DE 500ML Sterile Trigger Spray	DEWFI11-500MLS	8004032				Green	Ethanol, gedenatureerd door bijmenging van isopropanol	70 30 v/v 70% ethanol gemengd met 30% WFI	✓	✓			✓			2 jaar	3 maanden
InSpec™ DE 1L Sterile Trigger Spray	DEWFI10-1LS	8004030	✓	✓								✓			2 jaar	3 maanden	
InSpec™ DE 5L	DEWFI10-5LS	8004031	✓		✓							✓			2 jaar	10 uur	
InSpec™ DE 15 Pouch Wipes	DEWFIPCH15S	8005030	✓									✓			2 jaar	10 uur	
InSpec™ DE 50 Pouch Wipes	DEWFIPCH50S	8005031	✓									✓			2 jaar	10 uur	
InSpec™ DE Sterile Tub Wipes – 130 wipes / roll	DEWFI12TB130S	8005032	✓									✓			2 jaar	n. g.	
InSpec™ DE Sterile Tub Wipes – 200 wipes / roll	DEWFI12TB200S	8005033	✓									✓			2 jaar	n. g.	
InSpec™ OX 1L Sterile Trigger Spray	OXPW40-1LS	8004020	Red	Sporicidenmengsel van waterstofperoxide en perazijnzuur	6% waterstofperoxide / 0,4% perazijnzuur gemengd met PW				✓	✓			✓		✓	2 jaar	3 maanden
InSpec™ OX 5L Screw Cap	OXPW40-5LS	8004021				✓		✓				✓		✓	2 jaar	10 uur	
InSpec™ OX Burstable Pouch – 15 Wipes	OXPW40BP15S	8005020				✓						✓		✓	2 jaar	2 uur	
InSpec™ OX Burstable Mop – 2 Sterile Mops	OXPWMOP2S	8005021				✓						✓		✓	2 jaar	2 uur	
InSpec™ QT 900MLS Sterile Trigger Spray	QTWFI30-1LS	8004051	Green	Quaternaire ammoniumverbinding	4% quaternaire ammoniumverbinding gemengd met WFI	✓	✓			✓	✓		2 jaar	3 maanden			
InSpec™ QT 5L	QTWFI30-5LS	8004062				✓		✓				✓	✓		2 jaar	10 uur	
InSpec™ QT Concentrate	QTCNC30-100	8004050				✓						✓	✓		2 jaar	10 uur	
InSpec™ QT Burstable Pouch – 15 Wipes	QTWFI30BP15S	8005050				✓						✓	✓		2 jaar	2 uur	
InSpec™ QT Burstable Mop – 2 Sterile Mops	QTFWIMOP2S	8005051		✓						✓	✓		2 jaar	2 uur			
InSpec™ QT+ Sterile 1L Trigger RTU	QTPLWFI31-900MLS	8004061		Green	Quaternaire ammoniumverbinding met complexvormers	2% quaternaire ammoniumverbinding gemengd met WFI	✓	✓			✓	✓		2 jaar	3 maanden		
InSpec™ QT+ Sterile 5L RTU	QTPLWFI31-5LS	8004062					✓		✓				✓	✓		2 jaar	10 uur
InSpec™ QT+ Sterile Concentrate 102ml	QTPLCNC-102	8004060					✓						✓	✓		2 jaar	10 uur
InSpec™ QT+ Burstable Wipes – 15 Wipes	QTPLWFI31BP15S	8005060	✓									✓	✓		2 jaar	2 uur	
InSpec™ AN 900MLS Sterile	ANWFI20-1LS	8004071	Orange	Diamine met water	4% Diamine gemengd met WFI	✓	✓			✓	✓		2 jaar	3 maanden			
InSpec™ AN 5L Screw Cap	ANWFI20-5LS	8004072				✓		✓				✓	✓		2 jaar	10 uur	
InSpec™ AN Concentrate	ANCNC20-100	8004070				✓						✓	✓		2 jaar	10 uur	
InSpec™ AN Burstable Pouch – 15 Wipes	ANWFI20BP15S	8005070				✓						✓	✓		2 jaar	2 uur	
InSpec™ AN Burstable Mop – 2 Sterile Mops	ANWFIMOP2S	8005071				✓						✓	✓		2 jaar	2 uur	
InSpec™ HA 1L Sterile Trigger Spray	HAPW50-1LS	8004040				Purple	Sporicidenmengsel van hypochlorig zuur	7% hypochlorig zuur gemengd met PW	✓	✓			✓		✓	1 jaar	3 maanden
InSpec™ HA 5L	HAPW50-5LS	8004041	✓		✓							✓		✓	1 jaar	10 uur	
InSpec™ HA Burstable Wipes – 15 Wipes	HAPW50BP15S	8005040	✓									✓		✓	1 jaar	2 uur	
InSpec™ HA Burstable Mop – 2 Sterile Mops	HAPWMOP2S	8005041	✓									✓		✓	1 jaar	2 uur	

n.g. = niet gespecificeerd
 RTU = ready to use/gebruiksklaar
 WFI = water voor injectie
 PW = gezuiverd water

Overeenkomstige niet-steriele varianten beschikbaar!

Opgave fabrikant